

Procédure d'installation de la version DEMO de Cyberdent

ATTENTION, certains antivirus (particulièrement Kaspersky) peuvent perturber le processus d'installation.

Il est donc impératif de désactiver temporairement le vôtre avant de procéder à l'installation.

L'utilisation de cette version est limitée à 60 jours.

Notez qu'une imprimante doit être installée sur l'ordinateur.

Pour tester toutes les fonctionnalités liées aux documents gérés par Cyberdent, nous vous conseillons d'installer le traitement de texte WORD[®] de Microsoft[®].

- 1- Télécharger à partir de notre site (www.cyberdent.be) à la rubrique CD DEMO, les fichiers CD1.exe et CD2.exe
- 2- Exécuter CD1.exe, l'installation est automatisée, laissez la procédure se compléter.
Si le message « des fichiers...plus récent... » apparaît, cliquez sur oui.
- 3- Exécuter CD2.exe, suivez les différentes étapes proposées.

NB : A la fin de l'installation, l'icône de Cyberdent apparaîtra sur le bureau Windows.
- 4- Retournez sur le bureau Windows, double clic sur le raccourci Cyberdent, le programme s'ouvre.
- 5- Le mot de passe d'ouverture de session est : cyberdent
- 6- Allez dans configuration générale de Cyberdent et paramétrez les points qui vous intéressent

La touche F1 donne accès à l'aide, celle ci est la plupart du temps contextuelle (liée à l'endroit du programme où vous vous trouvez).

Vous pouvez naviguer par des liens hypertextes vers les chapitres qui vous intéressent.

Nous vous conseillons de l'imprimer et de la consulter avant de démarrer l'utilisation de Cyberdent.

Bon travail

La DASoft